



# Oogdruppels

## Bij droge, branderige en vermoeide ogen

### Ook geschikt voor contactlensdragers

#### Gebruik

Bij droge, branderige of vermoeide ogen. Geeft een snelle en aanhoudende bevochtiging. Helpt bij het gebied van voldoende traanvocht in het oog. Ook geschikt voor contactlensdragers

10 ml steriele oplossing.  
Geen conserveringsmiddelen.  
Na opening is het product nog 6 maanden houdbaar.

#### Bevochtiging

Soms kunnen de ogen droog, branderig of vermoeid aanvoelen. Bijvoorbeeld als gevolg van langdurig computergebruik, verwarming of airconditioning, ouderdom of het dragen van contactlenzen.

#### Met Hyaluronon en Euphrasia (ogentrootso)

A.Vogel Oogdruppels bevatten Hyaluronon en Euphrasia. Het Hyaluronon in A.Vogel Oogdruppels is van plantaardige afkomst en zorgt hierdoor voor een snelle, aangename en aanhoudende bevochtiging en verfrissing van het oog.

#### Unieke druppelflacon

A.Vogel Oogdruppels zijn verpakt in een unieke druppelflacon. Het praktische druppelsysteem laat steeds maar één druppel vrijkomen, wat het doseren heel gemakkelijk maakt. Daarnaast biedt de vloeistof tijdens het gebruik steriel. Hierdoor zijn conserveringsmiddelen overbodig waardoor het product na opening vaak kan worden gebruikt.

A.Vogel Oogdruppels zijn na opening nog 6 maanden houdbaar.

Bovendien zijn de druppels hierdoor geschikt voor contactlensdragers.

#### Gebruik bij contactlenzen

Als u contactlenzen draagt, hoeft u deze niet uit te nemen voor het gebruik van de oogdruppels.

#### Applicator

Vraag, bij problemen met het toedienen van de oogdruppels een gratis applicator aan bij A.Vogel via [info@avogel.be](mailto:info@avogel.be) of met de A.Vogel infolijn op het nummer 013/358940.

#### Dosering en gebruik

**Volwassenen:** Naar behoefte tot maximaal 5x per dag in beide ogen 1 druppel.

A.Vogel Oogdruppels mogen niet langer dan 30 dagen aangeengestoten gebruikt worden. Als na 3 dagen gebruiken geen verbetering optreedt of uw klachten verergeren of wanneer de ogen ontstoken raken, neem dan contact op met uw huisarts.

**Kinderen vanaf 12 jaar:** Naar behoefte tot maximaal 2x per dag in beide ogen 1 druppel, na overleg met een arts.

A.Vogel Oogdruppels kunnen bij kinderen gebruikt worden, met vooraf door een huisarts is vastgesteld dat de oogproblemen geen andere medische behandeling vereisen. De maximale gebruiksduur bij kinderen dient te worden vastgesteld door een arts, maar deze mag de 30 dagen niet overschrijden. A.Vogel Oogdruppels moeten door een volwassene worden toegediend. Kinderen kunnen de toediening van oogdruppels als vervelend ervaren. Wees daarom alert op onverwachte bewegingen van het kind om te voorkomen dat de flacon de oogbal raakt. Bij aanvullende oogbehandelingen met andere oogdruppels moet een toedieningsinterval van minimaal 30 minuten worden aangehouden. A.Vogel Oogdruppels dienen als laatste te worden toegediend. Oogzalven moeten ten minste 30 minuten na het aanbrengen van de A.Vogel Oogdruppels op de conjunctivale zak worden aangebracht.

De druppelflacon bevat 10 ml steriele oplossing (ongeveer 300 druppels). Er blijft altijd wat vloeistof in het flesje over. Het is raadzaam elke druppelflacon slecht door één en dezelfde persoon te laten gebruiken.



**Gebruik**  
1. Verwijder het gekleurde dopje van de flacon.



2. Eenmalig: houd de flacon omgekeerd boven de hand met de duim op de bodem en de wijs/middelvinger langs het tuitje. Druk enkele malen op de bodem tot de eerste druppel uit de druppelflacon is nu gereed voor gebruik.



3. Buig het hoofd (licht) achterover en trek het onderste ooglid iets naar beneden. Richt de druppelaar boven het oog. Druk met de duim op de bodem van de flacon zodat een druppel in het oog valt. De oogdruppels moeten in de conjunctivale zak worden aangebracht.



4. Sluit het oog langzaam zodat de vloeistof zich gelijkmatig over het oogoppervlak kan verdelen.

Sluit de flacon na gebruik goed af met het dopje.

**Wat u moet weten voordat u A.Vogel Oogdruppels gebruikt**  
De dagelijkse aanbevolen dosering niet overschrijden.

#### Gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding

Er is geen informatie beschikbaar over het gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Raadpleeg uw arts voordat u A.Vogel Oogdruppels gebruikt.

#### Niet gebruiken bij

Indien er een overgevoeligheid is voor één van de componenten.

#### Moegelijke bijwerkingen

In enkele gevallen kunnen tijdens de toediening ongewenst effecten (branding gevoel en lokale pijn) in het oog optreden.

#### Verdraagzaamheid

De speciale steriele druppelflacon maakt het gebruik van conserveringsmiddelen overbodig. Hierdoor worden de druppels ook bij intensief gebruik goed verdragen.

#### Ingrediënten

Hyaluronzuur (1 mg/ml), Euphrasia officinalis (0,1%), natriumchloride, boorzuur, dinatriumtetraaborthoatdecylhydrazide, steriel water.

#### Zonder conserveringsmiddelen.

#### Bewaren

Bewaren tussen 8°C en 25°C.  
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.  
Na opening is het product nog 6 maanden houdbaar.  
Niet gebruiken na de vervaldatum.

#### Productaanbod

A.Vogel Oogdruppels zijn verkrijgbaar in:

A.Vogel Oogdruppels extra intensief\*  
Bij zeer droge ogen en extra bevochtiging  
10 ml

A.Vogel Oogdruppels\*  
Bij droge, branderige en vermoeide ogen  
10 ml

A.Vogel Pollinosan hooikoorts oogdruppels\*  
Bij rode, jeukende ogen  
10 ml

\*Medisch hulpmiddel, voor gebruik de gebruiksaanwijzing lezen

#### Persoonlijk advies

Wij geven u hierover graag meer informatie of een persoonlijk advies. Kijk op [www.avogel.be](http://www.avogel.be), stuur een E-mail naar [info@avogel.be](mailto:info@avogel.be) of bel met de A.Vogel infolijn op het nummer 013/35 89 40.

#### Tips

- Gebruik zoveel mogelijk natuurlijk licht. Werk niet voor langere tijd achter een computerscherm. U kunt dit voorkomen door regelmatig een pauze te nemen.
- Draag contactlenzen niet langer dan aanbevolen door de fabrikant.
- Draag eventueel een zonnepomp om lichtirritatie te voorkomen.
- Maak zo min mogelijk gebruik van airconditioning, kies liever voor een open raam.
- Kijk niet te veel tv.

#### Zorg voor het milieu

A.Vogel streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Daarom maken we zoveel mogelijk gebruik van milieuvriendelijk geproduceerde verpakkingsmaterialen. Deze materialen hebben bij verbranding geen schadelijke effecten op het milieu of zijn geschikt voor recycling.



CE 0482

#### Distributeur België

A.Vogel N.V.  
Bosstraat 54, B-3560 Lummen, [www.avogel.be](http://www.avogel.be)

#### Fabrikant

HALSA Pharma GmbH  
Maria-Goeppertstrasse 5, D-23562 Lübeck, Germany

De tekst van deze gebruiksaanwijzing werd voor het laatst gewijzigd in juli 2020.



# Gouttes pour les yeux

## Yeux secs, irrités ou fatigués

### Convient également aux porteurs de lentilles de contact

#### Utilisation

Pour les yeux secs, irrités ou fatigués. Hydrate rapidement et durablement. Aide à la conservation de larmes dans les yeux. Convient également aux porteurs de lentilles de contact.

10 ml de solution stérile.

Sans conservateurs.

Se conserve 6 mois après ouverture.

#### Hydratant

Quand on a les yeux secs, une sensation de brûlures et/ou de fatigue peut parfois se faire ressentir. À cause par exemple, de l'utilisation prolongée des écrans, du chauffage, de la climatisation, du vieillissement ou du port de lentilles de contact.

#### À base d'acide hyaluronique et d'Euphrasia (euphrase)

Les Gouttes pour les yeux de A.Vogel contiennent de l'acide hyaluronique et de l'Euphrasia (euphrase). L'acide hyaluronique utilisé dans A.Vogel Gouttes pour les yeux est d'origine végétale et aide, entre autres, à conserver une quantité suffisante de liquide lacrymal dans l'œil. Elles assurent un rafraîchissement et une hydratation rapides, agréables et durables de l'œil.

#### Flacon compte-gouttes unique

Les Gouttes pour les yeux de A.Vogel sont emballées dans un flacon unique. Le système compte-gouttes est pratique et ne libère qu'une seule goutte à la fois, ce qui facilite le dosage. Le liquide reste stérile en cours d'utilisation, ce qui rend inutile tout ajout de conservateur, garantissant que le produit peut être utilisé régulièrement, une fois ouvert.

Les Gouttes pour les yeux de A.Vogel se conservent 6 mois après ouverture. Elles conviennent également aux utilisateurs de lentilles de contact.

#### Utilisation avec des lentilles de contact

Si vous portez des lentilles de contact, vous ne devez pas les enlever pour appliquer les Gouttes pour les yeux.

#### Applicateur

En cas de difficulté à administrer les gouttes, demandez un applicateur gratuit à A.Vogel via [info@avogel.be](mailto:info@avogel.be) ou contactez nos conseillers par téléphone au 013/358940.

#### Dosage et utilisation

**Adultes :** Selon le besoin, maximum 5x par jour 1 goutte dans chaque œil.

Ne pas utiliser A.Vogel Gouttes pour les yeux plus de 30 jours consécutifs.

Si après 3 jours d'utilisation, il n'y a pas d'amélioration, si les plaintes s'aggravent ou si les yeux s'infectent, prenez contact avec votre médecin.

**Enfants à partir de 12 ans :** Selon le besoin, maximum 2x par jour 1 goutte dans chaque œil, après consultation d'un médecin.

Les Gouttes pour les yeux de A.Vogel peuvent être utilisées par les enfants, à condition que le médecin traitant ait constaté au préalable que le problème oculaire ne nécessite pas un autre traitement médical. La durée d'utilisation maximale chez les enfants doit être fixée par un médecin, mais elle ne peut pas excéder 30 jours. Les Gouttes pour les yeux de A.Vogel doivent être administrés par un adulte. Les enfants peuvent ressentir cette administration dans les yeux comme désagréable. Soyez donc vigilant et évitez les mouvements brusques de l'enfant pour éviter que le flacon ne heurte le globe oculaire.

En cas de traitements oculaires complémentaires avec d'autres gouttes oculaires, un intervalle d'au moins 30 minutes doit être garanti entre les applications. Les Gouttes pour les yeux de A.Vogel doivent être administrés en dernier lieu. Les pomades oculaires doivent être appliquées sur le sac conjonctival au moins 30 minutes après une application de A.Vogel Gouttes pour les yeux.

Le flacon compte-gouttes contient 10 ml de solution stérile (environ 300 gouttes). Il restera toujours du liquide dans la bouteille.

Nous recommandons l'utilisation du flacon par une seule et même personne.



#### Utilisation

1. Retirez le bouchon coloré du flacon.



2. Lors de la première utilisation : retournez le flacon au-dessus de la main avec le pouce sur le fond et le majeur/index le long du bec. Appuyez plusieurs fois sur le fond jusqu'à ce que la première goutte tombe. Le flacon compte-gouttes est maintenant prêt à être utilisé.



3. Inclinez (légèrement) la tête en arrière et tirez la paupière inférieure vers le bas. Placez le compte-gouttes au-dessus de l'œil. Appuyez avec le pouce sur le fond du flacon jusqu'à ce qu'une goutte tombe dans l'œil. Les gouttes pour les yeux doivent être appliquées dans le sac conjonctival.



4. Fermez lentement les paupières afin que le liquide se répartisse uniformément sur la surface de l'œil.

Après utilisation, refermez bien le flacon à l'aide du bouchon.

**Ce qu'il faut savoir avant d'utiliser A.Vogel Gouttes pour les yeux**

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

#### Utilisation pendant la grossesse ou l'allaitement

Il n'y a pas d'informations disponibles sur l'utilisation pendant la grossesse et l'allaitement. Consultez votre médecin avant d'utiliser A.Vogel Gouttes pour les yeux.

#### Ne pas utiliser

Si vous êtes hypersensible à l'un des composants.



## Les effets secondaires possibles

Dans certains cas, des réactions d'hypersensibilité (brûlures et douleurs locales) peuvent survenir dans l'œil pendant l'administration.

## Tolérance

Le flacon compte-gouttes stérile rend l'ajout de conservateurs inutile. Les Gouttes pour les yeux sont ainsi bien tolérées, même pour les yeux sensibles et en cas d'utilisation intensive.

## Ingrédients

Acide hyaluronique (1 mg/ml), Euphrasia officinalis (0,1%), acide borique, tétraborate de disodium decahydrate, eau stérile. Sans conservateurs.

## Conservation

A conserver entre 8°C et 25°C.  
Tenir hors de portée et de la vue des jeunes enfants.  
Se conserve 6 mois après ouverture.  
Ne pas utiliser après la date de péremption.

## Game de produits

Les Gouttes pour les yeux de A.Vogel sont disponibles en :

A.Vogel Gouttes pour les yeux Extra Intensif<sup>®</sup>  
Yeux très secs, hydratation intense  
10 ml

A.Vogel Gouttes pour les yeux<sup>®</sup>  
Yeux secs, irrités ou fatigués  
10 ml

A.Vogel Pollinosan Rhume des foins Gouttes pour les yeux<sup>®</sup>  
Pour les yeux rouges, irrités  
10 ml

<sup>®</sup>Dispositif médical, lire la notice d'utilisation avant emploi.

## Conseil personnel

Nous nous ferons un plaisir de vous donner davantage d'informations ou un conseil personnel. Surfez sur [www.avogel.be](http://www.avogel.be), envoyez un e-mail à [info@avogel.be](mailto:info@avogel.be) ou contactez nos conseillers par téléphone au 013/358940.

## Conseils

- Utilisez autant que possible la lumière naturelle. Ne travaillez pas sur un écran d'ordinateur pendant de longues périodes. Vous pouvez éviter cela en prenant des pauses régulières.
- Ne portez pas de lentilles de contact pendant une période supérieure à celle recommandée par le fabricant.
- Portez éventuellement des lunettes de soleil pour éviter l'éblouissement.
- Utilisez la climatisation le moins possible et ouvrez régulièrement les fenêtres.
- Ne regardez pas trop la télévision.

## Protéger l'environnement

A.Vogel a pour philosophie de peser le moins possible sur l'environnement. C'est pourquoi nous favorisons autant que possible l'utilisation de matériaux d'emballage fabriqués selon des procédés qui ne nuisent pas à l'environnement. Ces matériaux sont tout à fait recyclables.



CE 0482

## Distributeur pour la Belgique

A.Vogel N.V.  
Bosstraat 54, B-3560 Lummen, [www.avogel.be](http://www.avogel.be)

## Fabrikant

HÄLSA Pharma GmbH  
Maria-Goeppertstrasse 5, D-23562 Lübeck, Germany

Cette notice a été revue pour la dernière fois en juillet 2020.



# Augentropfen

## Für trockene, brennende und müde Augen

Auch geeignet für Kontaktlinseinträger

## Anwendung

Für trockene, brennende oder müde Augen. Befuchtet schnell und andauernd.

Hilft die Flüssigkeit im Auge zu behalten.  
Auch geeignet für Kontaktlinseinträger.

10 ml sterile Lösung.

Ohne Konservierungsmittel.  
Nach Öffnung ist das Produkt noch 6 Monate haltbar.

## Befuchtet

Manchmal fühlen sich die Augen trocken, brennend oder müde an. Gründe dafür können beispielsweise die Computernutzung, die Heizungs- oder Klimaanlage, das Alter oder das Tragen von Kontaktlinsen sein.

## Mit Hyaluronan und Euphrasia (Augentrost)

A.Vogel Augentropfen enthalten Euphrasia (Augentrost) und Hyaluronan. Das Hyaluronan in A.Vogel Augentropfen ist pflanzlichen Ursprungs und hilft unter anderem bei der Erhaltung einer ausreichenden Tränenflüssigkeit im Auge. Dies sorgt für eine schnelle, angenehme und anhaltende Befuchtung des Auges.

## Einzigartig praktisches Tropffläschchen

A.Vogel Augentropfen werden in einer einzigartigen Tropfflasche geliefert. Dieses benutzerfreundliche Tropfsystem gibt zur Erleichterung der Anwendung jeweils nur einen Tropfen ab. Das einzigartige Flaschendesign hält den Inhalt ohne Verwendung von Konservierungsmitteln steril und stellt sicher, dass das Produkt nach dem Öffnen häufig verwendet werden kann.

A.Vogel Augentropfen können innerhalb von 6 Monaten nach dem Öffnen verwendet werden. Ausserdem sind die Tropfen daher für Kontaktlinseinträger geeignet.

## Verwendung zusammen mit Kontaktlinsen

Kontaktlinseinträger brauchen ihre Linsen vor der Verwendung der Tropfen nicht herauszunehmen.

## Applikator

Bei Problemen mit der Verabreichung der Augentropfen fragen Sie einen kostenlosen Applikator bei [info@avogel.be](mailto:info@avogel.be) oder telefonieren Sie mit dem Infotelefon 013/358940.

## Dosierung und Anwendung

**Erwachsene:** Je nach Bedarf bis 5x pro Tag 1 Tropfen in jedes Auge.

A.Vogel Augentropfen nicht länger als 30 Tage nach einander verwenden. Wenn Ihre Symptome länger als 3 Tage ohne Besserung andauern, sich eventuell verschlechtern oder wenn sich die Augen entzünden, empfehlen wir einen Arzt aufzusuchen.

**Kinder ab 12 Jahren:** bis 2x pro Tag 1 Tropfen in jedes Auge, nach Rücksprache mit einem Arzt.

A.Vogel Augentropfen können bei Kindern angewendet werden wenn ein Arzt festgestellt hat dass Augenprobleme keine andere medizinische Behandlung erfordern. Die maximale Anwendungsdauer bei Kindern sollte von einem Arzt mitgeteilt werdend, darf jedoch 30 Tage nicht überschreiten. A.Vogel Augentropfen müssen von einem Erwachsenen verabreicht werden. Kinder können die Anwendung von Augentropfen als unangenehm empfinden. Achten Sie darauf dass Kinder während der Verabreichung keine plötzlichen Bewegungen machen, um zu verhindern, dass die Flasche den Augapfel berührt. Bei zusätzlichen Augenbehandlungen mit anderen Augentropfen sollte ein Anwendungsintervall von mindestens 30 Minuten eingehalten werden. A.Vogel Augentropfen sollen zuletzt verabreicht werden. Augensalben sollen mindestens 30 Minuten nach einer Anwendung von A.Vogel Augentropfen auf den Bindehautsack aufgetragen werden.

Die Tropfflasche enthält 10 ml sterile Lösung (ca 300 Tropfen). Es bleibt immer etwas Flüssigkeit in der Flasche. Wir empfehlen, den Inhalt einer Flasche für ein und dieselbe Person zu verwenden.



## Anwendung

1. Entfernen Sie die farbige Kappe von der Flasche.



2. Einmalig: Halten Sie die Flasche umgedreht über der Hand mit dem Daumen auf der Unterseite und dem Zeig-/Mittelfinger an der Öffnung. Drücken Sie einige Male auf den Boden bis der erste Tropfen fällt. Die Tropfflasche ist nun gebrauchsfähig.



3. Beugen Sie den Kopf (leicht) nach hinten und ziehen Sie das untere Augenlid etwas nach unten. Halten Sie die Tropfflasche über das Auge. Drücken Sie mit dem Daumen auf den Boden der Flasche, sodass ein Tropfen ins Auge fällt. Die Augentropfen sollten im Bindehautsack aufgetragen werden.



4. Schliessen Sie langsam das Auge, damit sich die Flüssigkeit gleichmässig über die Augoberfläche verteilen kann.

Verschliessen Sie die Flasche nach der Anwendung immer mit der Kappe.

## Was Sie vor der Anwendung von A.Vogel Augentropfen beachten müssen

Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

## Anwendung während Schwangerschaft oder Stillzeit

Es liegen keine Informationen zur Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie A.Vogel Augentropfen verwenden.

## Gegenanzeigen

Bei Überempfindlichkeit gegen einer der Bestandteile des Produkt nicht verwenden.

## Mögliche Nebenwirkungen

In Einzelfällen können während der Verabreichung Überempfindlichkeitsreaktionen (Brennen und lokale Schmerzen) im Auge auftreten.

## Verträglichkeit

Das spezielle sterile Tropfsystem macht die Anwendung von Konservierungsmitteln überflüssig. Auch bei intensiver Anwendung sind die Tropfen gut verträglich.

## Zusaten

Hyaluronsäure (1 mg/ml), Euphrasia officinalis (0,1%), Natriumchlorid, Borsäure, Dinatriumtetraboratdecahydrat, Sterilwasser.

Ohne Konservierungsmittel

## Aufbewahrung

Lagern zwischen 8°C und 25°C.  
Für Kinder unzugänglich und ausser Sicht aufbewahren.  
Nach Öffnung ist das Produkt noch 6 Monate haltbar.  
Nicht mehr verwenden nach dem Verfalldatum.

## Produktauswahl

A.Vogel Augentropfen sind erhältlich als:

### A.Vogel Augentropfen extra intensiv<sup>®</sup>

Für sehr trockene Augen und zusätzliche Befuchtung  
10 ml

### A.Vogel Augentropfen<sup>®</sup>

Für trockene, brennende und müde Augen  
10 ml

### A.Vogel Pollinosan Augentropfen Heuschmupfen<sup>®</sup>

Bei roten, brennenden, juckenden Augen infolge saisonaler allergischer Reaktionen (Heuschmupfen)  
10 ml

<sup>®</sup>Medizinprodukt, Gebrauchsanweisung beachten.

## Persönliche Empfehlung

Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen oder persönliche Ratschläge. Surfen Sie zu [www.avogel.be](http://www.avogel.be), senden Sie eine E-Mail an [info@avogel.be](mailto:info@avogel.be) oder kontaktieren Sie unsere Berater telefonisch unter +32 (0) 13 35 89 40.

## Tipps

- Verwenden Sie so viel natürliches Licht wie möglich. Arbeiten Sie nicht längere Zeit an einem Computerbildschirm. Sie können dies vermeiden, indem Sie regelmässig Pausen einlegen.
- Tragen Sie Kontaktlinsen nicht länger als vom Hersteller empfohlen.
- Schützen Sie Ihre Augen mit einer Sonnenbrille vor blendendem Licht.
- Öffnen Sie eher das Fenster als die Klimaanlage einzuschalten.
- Sehen Sie nicht zu viel fern.

## Umweltschutz

A.Vogel strebt nach einer möglichst geringen Umweltbelastung. Darum verwenden wir möglichst umweltfreundlich hergestellte Verpackungsmaterialien. Diese Materialien haben bei Verbrennung keine schädliche Wirkung auf die Umwelt oder können wiederverwertet werden.



CE 0482

## Verteiler Belgien

A.Vogel N.V. Bosstraat 54  
B-3560 Lummen, [www.avogel.be](http://www.avogel.be)

## Hersteller

HÄLSA Pharma GmbH  
Maria-Goeppertstrasse 5, D-23562 Lübeck, Germany

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt im Juli 2020 überarbeitet



Fabrikant / Fabricant / Hersteller



Te gebruiken tot / Date limite d'utilisation / Verwendbar bis



Lotnummer / Code de lot / Chargenbezeichnung



Voor gebruik gebruiksaanwijzing lezen / Lire la notice avant utilisation / Gebrauchsanweisung beachten



Temperatuurgrenzen / Limite de température / Temperaturbegrenzung



Het product is steriel door aseptische filtratie / Le produit est stérilisé par filtration aseptique / Sterilisation durch Anwendung aseptischer Verfahrenstechniken.



Gebruiksaanwijzing lezen / Lire les instructions d'utilisation / Informationsbeilage beachten



CE-Symbol mit notifiéedbodynummer / Symbole CE avec numéro d'organisme notifié / CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle